

糞便檢體採集程序：

- 1 收集容器由檢驗科免費提供，請至門診抽血櫃台領取。
- 2 **常規糞便檢查：**
 - 2.1 採集前請其參閱：「大便檢查注意事項」說明單(表單編號：FH-LAB-QP-504-001G)。
 - 2.2 大便檢體不可解入馬桶後再撈起，以避免水及尿液之污染。
 - 2.3 請勿將衛生紙和大便同時放入容器內。
 - 2.4 檢體量以和花生米粒一般大小為適宜。
 - 2.5 避免乾涸，應儘速送檢。
- 3 **潛血(化學法)：**檢查潛血，則須在檢查前3天起禁吃含有血液之製品，以避免產生偽陽性。
請其參閱：「大便檢查注意事項」說明單(表單編號：FH-LAB-QP-504-001G)。
- 4 **阿米巴原蟲檢查：**採集方法同常規糞便檢查，收集後應以溫水浴送檢，須於1小時內送至檢驗科。
- 5 **Perianal Swab** 的採取主要用於檢查蟯蟲感染，於早晨起床採檢，以專用蟯蟲檢查玻璃紙粘貼肛門口，再將此玻璃紙送檢。請其參閱：「蟯蟲檢查用膠紙採檢步驟說明書」(表單編號：FH-LAB-QP-504-001H)。
- 6 **潛血(EIA 定量法)：**
 - 6.1 取出採便棒，在糞便不同的部位輕劃6次，少量的大便將溝槽完全覆蓋即可。
 - 6.2 再將採便棒放回糞便管內旋緊蓋子，激烈搖晃混合後送檢。
 - 6.3 遇痔瘡出血及女性月經期間，請暫停此項檢查。

如何採取糞便檢體

2015/08版

1. 採便棒的準備

請在採便棒及綠色外袋上寫下姓名、採便日。小心的轉開上蓋並拉出採便棒。





2. 排便前準備

準備數張衛生紙並鋪好，以避免採便汙染。



3. 採集糞便

來回刮取糞便 2~3 回，以填滿前端凹洞。



4. 插回採便棒

慢慢地小心的將採便棒插回，並將上蓋旋緊。



請勿重覆打開採便棒
避免導致錯誤的結果。

5. 儲存

將採便棒裝入綠色外袋並保存於 2-8°C 冷藏，盡快送檢分析。

注意

為了確保測試的準確性，請盡可能的避光並遠離高溫。