

染色體分析檢體採集：

1 須配合檢體接收時間進行收集，受污染的檢體一律退檢。

2 羊水檢體：

2.1 接收時間：每週一至週五(下午四點前送達)。

2.2 檢體量：20-25mL 清澈羊水。

2.3 收集方法：以無菌針筒抽取羊水置於無菌離心管中。

3 組織檢體：

3.1 接收時間：每週一至週五(下午四點前送達)，週六(上午 12 點前送達)。

3.2 檢體量：約指甲大小。

3.3 收集方法：以無菌技術抽取絨毛膜檢體，置於內含培養液或生理食鹽水之無菌離心管。